

# Dr. Weigert – das neodisher endo® Programm zur sicheren Aufbereitung flexibler Endoskope



## Manuelle Vorreinigung

Manuelle Reinigung:

- neodisher endo® CLEAN



Desinfizierende Vorreinigung:

- neodisher endo® MED,
- neodisher endo® DIS active



# Dr. Weigert – das neodisher endo® Programm zur sicheren Aufbereitung flexibler Endoskope

## Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Aufbereitung im RDG-E

- Reinigung: neodisher endo® CLEAN
- Desinfektion mit Glutaraldehyd: neodisher endo® SEPT GA
- Desinfektion mit Peressigsäure: neodisher endo® SEPT PAC

